

## MODE D'EMPLOI POUR IMIGRAN® INJECTABLE (SUMATRIPTAN)






Imigran kit cartouche 6mg=0,5ml (corresp. à 2 doses uniques de sumatriptan) doit être injecté par voie sous-cutanée et uniquement à l'aide du stylo auto-injecteur Imigran-Pen (**délai de livraison : minimum 24h**).

Commander systématiquement le kit, qui comprend la cartouche et le stylo. (art. **431061**).

**Le dispositif complet est à usage individuel et peut être donné au patient.**

### MODE D'EMPLOI ETAPE PAR ETAPE

				
<p>Le dispositif d'injection complet contient un étui refermable, un stylo auto-injecteur à usage individuel et une cartouche de 2 doses uniques de sumatriptan.</p>	<p>Réamorcer le stylo si nécessaire, en <b>l'enfonçant dans son emplacement</b> jusqu'au « clic ». Si ce n'est pas déjà fait, insérer une cartouche dans le dispositif, étiquette vers le haut.</p>	<p>Ouvrir l'étui, ainsi que le couvercle de l'une des cartouches, et retirer le stylo auto-injecteur en <i>prenant garde de ne pas appuyer sur le bouton déclencheur à l'extrémité</i>.</p>	<p>Insérer le stylo dans la cartouche, puis visser (sens des aig. d'une montre) d'un demi-tour.</p>	<p>Retirer (parfois avec force) le stylo désormais chargé et prêt pour l'injection au patient.</p>

				
<p>Désinfecter avec Chlorhexidine sol. alcoolique 0.5% la zone d'injection (de préférence la cuisse) et appuyer <b>fermement</b> à angle droit contre cette zone, de sorte que l'embout du pen coulisse dans la partie bleue. Le stylo ne se déclenche pas si l'embout n'est pas assez enfoncé.</p>	<p>Après 5 secondes, retirer prudemment le stylo (<b>ATTENTION</b> l'aiguille dépasse maintenant de l'embout) et le remettre dans l'emballage à cartouches aussi profondément que possible.</p>	<p>Une fois au fond, dévisser (sens contraire des aig. d'une montre) d'un demi-tour le stylo afin de le séparer de la cartouche.</p>	<p>Refermer le couvercle de la cartouche, ranger le stylo dans son emplacement en l'enfonçant afin de réamorcer le déclencheur (un petit clic doit s'entendre) et refermer le couvercle.</p>	<p>Pour changer la cartouche (qui contient 2 doses uniques), appuyer sur le bouton violet et sortir la cartouche.</p>

**Rappel : le stylo auto-injecteur Imigran Pen est réservé à un usage individuel (1 stylo par patient).**

Référence :  
Mode d'emploi fabricant GSK (11.2010)