

Changement des Solutés de Perfusion

Ecobag flex souple


dès 1^{er} mars 2018



465517	NaCl Ecobag flex souple 0,9% 100 ml (1 x 20)
465525	NaCl Ecobag flex souple 0,9% 250 ml (1 x 20)
465523	NaCl Ecobag flex souple 0,9% 500 ml (1 x 20)
465528	NaCl Ecobag flex souple 0,9% 1000 ml (1 x 10)

Introduction des Ecobag flex souples sans air de NaCl 0.9% avec suremballage stérile:

- Deux ports plats avec capuchons de protection.
- Compatible avec les tubulures utilisées aux HUG
- **Adapté à la perfusion sous pression.**
- **Ne pas retirer le suremballage pour stockage** (pas de données de stabilité).



- **Utilisation: soins sur-aigus pour remplissage, chariot de réa, pompe PCA.**
 ➔ sinon préférer les Ecoflac flex rigides, plus économiques.

Pour la manipulation de ces flex, veuillez vous référer au document: Flex de perfusion en annexe.