

## Procédure pour prélever un LIQUIDE ORAL



### 1. STOCKAGE DES LIQUIDES ORAUX

#### Consulter doc conservation Liq ORAUX

• Les LIQ oraux se conservant avant et après ouverture à température ambiante sont stockés dans l'armoire vitrée (portes 2 et/ou 3) sauf stupéfiant (ex. morphine dans cubie; seule **méthadone dans tiroir à stupéfiants**)

• Les LIQ oraux se conservant avant ouverture à température ambiante et après ouverture au frigo sont stockés au frigo

### 2. PRÉLEVER UNE FRACTION DE DOSE D'UN LIQUIDE ORAL


• Sélectionnez votre patient

• Sélectionnez l'icône **Retirer**

• Dans la barre de recherche (en haut à droite), tapez les **3 premières lettres du liquide oral** (nom de marque ou dénomination internationale DCI)


**Retirer médicament**

• Indiquez la quantité à prélever en mg



• Cliquez sur **OK**

L'armoire affiche alors le nombre de mL à prélever



• Prélever le volume correspondant à la dose

**Noter la date d'ouverture  
si flacon neuf**

• Remettre le flacon en place et fermer l'emplacement

Si vous avez gardé le flacon dans les mains et refermé la porte avant le prélèvement:

• Sélectionnez **le patient** «\*, ouverture porte 2 (liq. oraux) »

• Sélectionnez l'icône « Retirer »

• Sélectionnez **le médicament** « ouverture porte 2 (liq. oraux) »

• Sélectionner « Retirer médicament »

• Sélectionner « Accepter »

• Remettre le flacon en place (ordre alphabétique)

• Fermer l'emplacement